

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID : AK-05

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=2, T=2, G=4, C=2
GATGG CAGTC

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3068.06**

GC 含量(%)：**60**

Tm 值(°C)：**32**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫能數(nmole)：**10.76**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**107.6**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**107.6**