

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： AL-19

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=1, T=3, G=3, C=3
TCTGC CAGTG

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3019.01**

GC 含量(%)：**60**

Tm 值(°C)：**32**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)：**10.93**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**109.3**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**109.3**