

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： AO-12

每管含量： 0.5 OD₂₆₀

純化方式： PAGE

序列資料：

T=3, G=2, C=5
TCCCG GTCTC

分析資料

鹼基數： 10

分子量： 2954.95

GC 含量(%)： 70

Tm 值(°C)： 34

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)： 111.71 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)： 111.71 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)： 111.7