

## RAPD 引子合成報告

### 基本資料

Oligo ID： AT-07

每管含量： 0.5 OD<sub>260</sub>

純化方式： PAGE

序列資料：

A=3, T=1, G=2, C=4  
ACTGC GACCA

### 分析資料

鹼基數： 10

分子量： 2997.01

GC 含量(%)： 60

Tm 值(°C)： 32

### 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫爾數(nmole)： 110.1

1 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)： 110.1

1 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)： 110.1