

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： BA-14

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=1, T=2, G=6, C=1
TCGGG AGTGG

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3124.09**

GC 含量(%)：**70**

Tm 值(°C)：**34**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)：**10.56**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**105.6**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**105.6**