

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： BA-17

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=1, T=3, G=2, C=4
TGTAC CCCTG

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**2978.98**

GC 含量(%)：**60**

Tm 值(°C)：**32**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)：**11.08**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**110.8**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**110.8**