

## RAPD 引子合成報告

### 基本資料

Oligo ID： BH-02

每管含量： 0.5 OD<sub>260</sub>

純化方式： PAGE

序列資料：

A=3, T=1, G=4, C=2  
GTAAG CCGAG

### 分析資料

鹼基數： 10

分子量： 3077.07

GC 含量(%)： 60

Tm 值(°C)： 32

### 溶解速算

1 OD<sub>260</sub> 的引子莫爾數(nmole)： 107.2

1 OD<sub>260</sub> 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)： 107.2

1 OD<sub>260</sub> 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)： 107.2