

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： BH-15

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=3, T=1, G=4, C=2
GAGAA CGCTG

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**3077.07**

GC 含量(%)：**60**

Tm 值(°C)：**32**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)：**10.72**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**107.2**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**107.2**