

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： O-03

每管含量：**0.5** OD₂₆₀

純化方式：**PAGE**

序列資料：

A=1, T=4, G=2, C=3
CTGTT GCTAC

分析資料

鹼基數：**10**

分子量：**2994**

GC 含量(%)：**50**

Tm 值(°C)：**30**

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫能數(nmole)：**11.02**

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)：**110.2**

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)：**110.2**