

RAPD 引子合成報告

基本資料

Oligo ID： V-11

每管含量： 0.5 OD₂₆₀

純化方式： PAGE

序列資料：

A=3, T=1, G=3, C=3
CTCGA CAGAG

分析資料

鹼基數： 10

分子量： 3037.04

GC 含量(%)： 60

Tm 值(°C)： 32

溶解速算

1 OD₂₆₀ 的引子莫爾數(nmole)： 10.87

1 OD₂₆₀ 的引子溶於 100 微升(uL)溶劑中的濃度(uM)： 108.7

1 OD₂₆₀ 的引子配製為 100uM 溶液所需的溶劑體積(uL)： 108.7